

Epil Evo: il laser a diodo preferito dalle nostre Beauty Specialist



“Lavorando ad una specifica lunghezza d’onda di 808 nm, **Epil Evo** permette trattamenti di epilazione su ogni fototipo in totale sicurezza. Il sistema di raffreddamento è integrato nello spotsize, ciò rende il trattamento altamente tollerato. Il manipolo è molto leggero ed ergonomico, e questo mi permette di eseguire più trattamenti consecutivi senza problemi! Inoltre i protocolli inseriti e la facilità dei comandi nell’ampio display touch screen, seguono l’operatore (anche chi non ha molta esperienza) step-by-step nell’utilizzo ottimale dell’apparecchiatura” spiega Stefania. “Consiglio **Epil Evo** perché tutti i clienti sono dei buoni candidati per l’epilazione definitiva, anche i fototipi altamente pigmentati che con altre tecnologie non potrebbero essere trattati. La caratteristica vincente di questa apparecchiatura è la velocità di trattamento: si può operare con una frequenza molto alta, trattando zone estese, nel tempo di 10 minuti. Inoltre è sempre gratificante potersi affidare alle poche aziende come **Eme** in grado di produrre prodotti di qualità 100% Made in Italy, che affiancano l’operatore estetico nel percorso formativo all’utilizzo dell’apparecchiatura, con corsi di aggiornamento continui”.

il trattamento di epilazione definitiva è in continua ascesa anche tra le persone che non sono solite frequentare Centri estetici

Questa tipologia di trattamento permette di dire addio ai peli superflui in maniera graduale e totalmente indolore, evitando complicanze come la follicolite, tipiche dei tradizionali metodi di depilazione a strappo.

Grazie alla sua trentennale esperienza nella produzione di laser per medicina estetica e fisioterapia, **Eme srl** ha messo a punto **Epil Evo**: l’evoluzione tecnolo-

gica del laser a diodo utilizzato in estetica per eseguire trattamenti di epilazione in modo veloce, indolore e sicuro.

Epil Evo emette un fascio di luce che viene assorbito in modo selettivo dalla melanina contenuta nel bulbo del pelo. Per un processo denominato foto termolisi selettiva, l’energia luminosa si trasforma in energia termica, provocando una vera e propria esplosione delle cellule del bulbo pilifero e causando l’eliminazione del bulbo stesso. Proprio per questo motivo si può parlare di epilazione definitiva.

Stefania Balducci collabora con **Eme Estetica** in qualità di Beauty Specialist da alcuni anni, e con il suo contributo è stato possibile realizzare un laser per epilazione che fosse funzionale per tutti gli operatori, anche quelli meno esperti nell’ambito dei laser. La sua esperienza sul campo, miscelata alla sapienza dei collaboratori Eme, ha portato alla realizzazione di un’apparecchiatura che si distingue sul mercato per design, qualità, affidabilità e semplicità d’uso, tutte caratteristiche che rispecchiano il concept del Made in Italy.



Vi aspettiamo con la beauty specialist Stefania al Cosmoprof, dove saremo presenti al Padiglione 16 stand H10-19 con Epil Evo e tutte le nostre tecnologie.

tel 0721.400791
www.eme-estetica.com
info@eme-srl.com

Epil-evo: stop ai peli in un lampo!

Dall'esperienza trentennale di Eme estetica nell'ambito della produzione di laser per medicina estetica e fisioterapia, nasce Epil-evo: l'evoluzione tecnologica del laser a diodo utilizzato in estetica per eseguire trattamenti di epilazione in modo veloce, indolore e sicuro.



Sono necessari almeno 2 o 3 trattamenti; le zone con peli che sono stati precedentemente rimossi con la ceretta o con le pinzette potrebbero aver bisogno da 5 a 8 trattamenti per un'epilazione definitiva.

I peli ricrescono seguendo predeterminati cicli e la fase iniziale di crescita è quella in cui si deve agire con il laser. Nonostante la ricrescita del pelo sia già attenuata dopo il primo trattamento, è necessario sottoporsi a nuovi trattamenti per rafforzare l'effetto del laser.

Perché utilizzare Epil-evo

Epil-evo è una tecnologia che presenta innumerevoli vantaggi rispetto le altre metodiche per epilazione come la luce pulsata:

- il trattamento può essere eseguito su tutti i fototipi
- non è trattamento stagionale, in quanto può essere utilizzato 12 mesi l'anno
- è possibile trattare qualsiasi tipo di pelo
- efficace anche su pelli abbronzate
- trattamento rapido e indolore
- elevatissimo numero di spot: 10.000.000, consentendo costi di gestione molto ridotti
- tecnologia efficace garantita dal know-how trentennale di **Eme Estetica**.

Epil-evo colpisce la melanina contenuta nel bulbo del pelo. Il manipolo emette un fascio di luce che viene assorbito in modo selettivo dalla melanina contenuta nel bulbo del pelo. Per un processo denominato foto termolisi selettiva, l'energia luminosa si trasforma in energia termica, provocando una vera e propria esplosione delle cellule del bulbo pilifero, causando l'eliminazione del bulbo stesso, per cui il pelo non ricrescerà più. Ecco perché si parla di epilazione definitiva.

uno dei materiali più resistenti in natura, capace di resistere a shock termici e a graffi.

Epil-evo presenta inoltre un sistema di raffreddamento ad acqua integrato nel manipolo applicatore, consentendo un rapido raffreddamento del vetro di zaffiro, evitando eventuali scottature sulla cute. Chi si è sottoposto all'epilazione laser ha percepito una sensazione descritta come una leggera puntura sulla zona trattata; il grado di pizzicore riscontrato varia a seconda della sensibilità individuale.

Il Manipolo Express light

L'esperienza pluriennale di **Eme Estetica** nell'ambito dei laser ha permesso di realizzare un manipolo ergonomico di facile impugnatura, utilizzando materiali in ABS per renderlo leggero, consentendo all'operatore di effettuare più trattamenti senza particolari sforzi.

Lo spotsize è di mm 10x12, misura ottimale per effettuare trattamenti in tutte le zone del corpo. La superficie dello spotsize è rivestita in vetro di zaffiro,

Quanto tempo è necessario per la depilazione laser, e quanti trattamenti

La durata del trattamento laser varia da caso a caso, ma in generale i tempi stimati per piccole zone del corpo, come ad esempio mento e baffetti, sono veramente veloci - da 1 a 3 minuti - per arrivare poi a zone molto più estese come gambe e schiena dove in media sono necessari dai 40 minuti ad un'ora.

tel 0721.400791 • www.eme-estetica.com • info@eme-srl.com

Eme Estetica sarà presente al Cosmoprof: pad. 16 stand H10I9